



DYNAMIC POLIAMIDA

Calcetines compresivos (14-17 mmHg) fabricados en poliamida, color gris y azul. Suela reforzada, especialmente pensado para personas que necesitan calzado especial o de seguridad para trabajar.

Beneficios

- Amortiguación: toda la suela está acolchada para reducir impactos y proporcionar una sensación más cómoda al estar de pie.
- Transpirabilidad: la poliamida ofrece una transpirabilidad óptima, facilitando la circulación del aire y manteniendo los pies frescos y ventilados.
- Durabilidad son altamente duraderos y resistentes a la abrasión y el desgaste, lo que los convierte en una excelente elección para quienes trabajan largas horas de pie de manera continua.



Materiales


70% Poliamida

20% Elastano

10% Lycra



GUIA DE TALLAS



TALLA	S	M	L	XL
Nº Calzado	36-39	39-41	41-43	43-46
Diámetro Tobillo (cB)	19-23 cm	22-26 cm	24-28 cm	27-29 cm
Diámetro Pantorrilla (cC)	32-36 cm	36-39 cm	38-42 cm	41-45 cm

Como medir tu pierna:

- Siéntate en una silla con tus piernas en un ángulo de 90°
- Rodea tu tobillo con el metro y toma la medida (cB)
- Rodea tu pantorrilla (en la parte más ancha) con el metro y toma la medida (cC)
- Si estás entre tallas, recomendamos la talla más pequeña
- Si coincide tu cB y cC pero tu número de calzado es más pequeño, escoge la talla correspondiente a tu cB y cC: la banda de ajuste del pie hará que se adapte

USO Y CUIDADO

Los calcetines de compresión deben quitarse cuando llegue la tarde/noche. Después, es recomendable hacerse baños en las piernas con agua templada y fría, alternando, para trabajar así el sistema venoso.

Pueden lavarse a mano o en la lavadora, en agua fría o templada (máximo 30 °C). No utilizar lejías ni suavizantes. No utilizar secadora. No retorcer, estirar, planchar, ni exponer directamente al sol. Recomendamos tender en vertical.